


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eps15 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42566

Número de artículo: CM0024967



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPS15 humano (sustrato 15 de EGFR, AF-1p), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en endocitosis y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-EPS15
Observaciones/Alias	AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15
Especie	Humano
ID del gen	2060
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 660-840 de EPS15 humano (NP_001972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42566
Peso molecular de la proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo