

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eps15L1 Para Wb Y Elisa - Q9Ubc2

Número de artículo: CM0029167

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-EPS15L1 de CamelBio se dirige a la EPS15L1 humana (Eps15R). Validado para Western blot y ELISA, apoya la investigación sobre endocitosis mediada por receptores y tráfico de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EPS15L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPS15R; EPS15L1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	58513
ID del gen	58513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 475-754 de la EPS15L1 humana (NP_001245304.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBC2
Peso de la proteína	94kDa
Envío	Bolsa de hielo