


Anticuerpo Policlonal Anti-Eps8 Para Wb, Elisa - Q12929

Número de artículo: CM0015970



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EPS8 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica del citoesqueleto de actina, la migración celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EPS8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DFNB102; EPS8
Especie	Humano
GeneID (humano)	2059
GeneID	2059
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de EPS8 humano (NP_004438.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12929
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo