


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Epsina 1 Para Wb, Elisa - Q9Y6I3

Número de artículo: CM0003697



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Epsina 1 humana (EPN1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Detecta una banda de 60 kDa. Adecuado para estudios sobre endocitosis mediada por clatrina y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Epsina 1
Observaciones/Alias	EPN1; Epsina 1
Especie	Humano
ID del Gen	29924
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de la Epsina 1 humana (NP_001123544.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6I3
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo