


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Erab/Hsd17B10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99714

Número de artículo: CM0028124



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ERAB/HSD17B10 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo mitocondrial y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERAB/HSD17B10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3028
ID de gen	3028
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99714
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo