


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nz08

Número de artículo: CM0011592



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ERAP1 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta ERAP1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del procesamiento de antígenos de clase I del MHC y la regulación de la presión arterial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo ERAP1
Observaciones/Alias	ALAP; A-LAP; ARTS1; ERAAP; APPILS; ARTS-1; ERAAP1; PILSAP; PILS-AP; ERAP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51752
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 842-941 de ERAP1 humano (Q9NZ08).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZ08
Peso Molecular de la Proteína	107kDa
Envío	Bolsa de hielo