


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ErbB2Ip Para Wb, Elisa - Q96Rt1

Número de artículo: CM0028696



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ERBB2IP humano (Erbin, LAP2). Validado para WB y ELISA. Esencial para el estudio de la señalización de ERBB2, la diferenciación de queratinocitos y la regulación de NF-κB en epitelios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERBB2IP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAP2; ERBB2IP; HEL-S-78
Especie	Humano
GeneID	55914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1152-1371 de ERBB2IP humano (NP_061165.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96RT1
Peso proteico	158kDa
Envío	Bolsa de hielo