


Anticuerpo Monoclonal Anti-ErbB3/Her3 Para Citometría De Flujo - P21860

Número de artículo: CM0005349



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano ErbB3/HER3 conjugado con , validado para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular, ideal para estudiar la señalización HER3 en tejidos epiteliales y cerebrales humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano ErbB3/HER3 mAb
Observaciones/Alias	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 receptor tirosina quinasa 3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2065
GeneID	2065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-643 del ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo