

Anticuerpo Monoclonal Anti-ErbB3/Her3 (, Conejo) Para Citometría De Flujo - P21860

Número de artículo: CM0007754



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra ErbB3/HER3 humano, validado para citometría de flujo (FC). Apto para la detección de la tirosina-proteína quinasa receptora erbB-3 en estudios de superficie celular e intracelulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano ErbB3/HER3
Observaciones/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2065
GeneID	2065
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-643 de ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo