


Anticuerpo Policlonal Anti-ErbB4/Her4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15303

Número de artículo: CM0027940



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ErbB4/HER4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce ErbB4 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en señalización de tirosina quinasa receptora y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo ErbB4/HER4
Observaciones/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2066
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147kDa
Envío	Bolsa de hielo