


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ErbB4/Her4 Para Wb Y Elisa - Q15303

Número de artículo: CM0015272



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ErbB4/HER4 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de la señalización de neuregulina/EGF, el desarrollo y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ErbB4/HER4
Observaciones/Sinónimo	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Especie	Humano
GeneID (humano)	2066
GeneID	2066
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1150-1250 de ErbB4/HER4 humano (NP_005226.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q15303
Peso de la proteína	147 kDa
Envío	Bolsa de hielo