

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Erc1 Para Wb, Elisa - Q8Iud2

Número de artículo: CM0025793

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERC1 humano (ELKS/Rab6IP2), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización NF-kB, la organización sináptica y el tráfico de membranas. Peso: 128 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ELKS; Cast2; ERC-1; RAB6IP2; ERC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23085
GeneID	23085
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-850 del ERC1 humano (NP_829884.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IUD2
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo