

Anticuerpo Policlonal Anti-Erc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15083

Número de artículo: CM0022300

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERC2 (CAST/CAST1), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada de ratón y rata. Ideal para estudiar la organización de la zona activa presináptica y la liberación de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26059
GeneID	26059
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 770-850 del ERC2 humano (NP_056391.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15083
Peso Proteico	111kDa
Envío	Bolsa de hielo