

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ercc1 Para Wb Y Elisa - P07992

Número de artículo: CM0010424



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ERCC1 humano (P07992) validado para Western blot (WB) y ELISA. Una herramienta clave para estudiar la reparación del ADN, la reparación de enlaces cruzados entre cadenas y la estabilidad del genoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERCC1 Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2067
GeneID	2067
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de ERCC1 humano (P07992).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07992
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo