

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ercc1 Para Wb Y Elisa - P07992

Número de artículo: CM0026727



Introducción

Valide el anticuerpo policlonal de conejo anti-ERCC1 para WB y ELISA. Detecta ERCC1 de humano, ratón y rata, una proteína clave en la reparación del ADN. Ideal para investigación en estabilidad genómica y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERCC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2067
GeneID	2067
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de ERCC1 humano (NP_973730.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07992
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo