


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ercc3 Para Wb, Elisa - P19447

Número de artículo: CM0015149



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ERCC3 humano (XPB), validado para WB y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la transcripción y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del producto	ERCC3 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2071
GeneID	2071
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 512-782 de ERCC3 humano (NP_000113.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P19447
Peso molecular de la proteína	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo