

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ercc4 (Xpf) Para Wb, Ip, Elisa - Q92889

Número de artículo: CM0030085



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERCC4 (XPF) humano validado en WB, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la endonucleasa de reparación del ADN XPF, esencial para la investigación de la reparación por escisión de nucleótidos, la reparación de enlaces cruzados entre cadenas y la estabilidad del genoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ERCC4
Observaciones/Alias	XPF; RAD1; FANCD1; XFEPS; ERCC11; ERCC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2072
GeneID	2072
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 513-782 de ERCC4 humano (NP_005227.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92889
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo