


Anticuerpo Policlonal Anti-Ercc5 Para If/Icc, Elisa - P28715

Número de artículo: CM0020513



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ERCC5 validado para IF/ICC y ELISA. Detecta ERCC5 (XPG) humano, de ratón y de rata, una endonucleasa clave en la reparación del ADN. Adecuado para la investigación de la reparación por escisión de nucleótidos y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ERCC5
Observaciones/Alias	XPG; UVDR; XPGC; COF53; ERCM2; ERCC5-201; ERCC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2073
GeneID	2073
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de ERCC5 humano (NP_000114.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28715
Peso Molecular de la Proteína	133kDa
Envío	Bolsa de hielo