


Anticuerpo Policlonal Anti-Ercc6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03468

Número de artículo: CM0023563



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERCC6 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para investigación en reparación del ADN y remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERCC6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CSB; KKN2; COFS; ARMD5; COFS1; POF11; RAD26; UVSS1; CSB-PGBD3; ERCC6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2074
GeneID	2074
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de ERCC6 humano (NP_000115.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03468
Peso Proteico	168kDa
Envío	Bolsa de hielo