

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ercc6L2 Para Wb Y Elisa - Q5T890

Número de artículo: CM0016165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ERCC6L2 (RAD26L). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ayuda en la investigación de la reparación de roturas de doble hebra de ADN y el mantenimiento de la cromatina. PM predicho 177 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERCC6L2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	375748
GeneID	375748
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1262-1561 del ERCC6L2 humano (NP_064592.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5T890
Peso Proteico	177kDa
Envío	Bolsa de hielo