

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ercc8 Para Wb, Elisa - Q13216

Número de artículo: CM0028887



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ERCC8 (CSA) humano. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para la investigación sobre la reparación de escisión de nucleótidos acoplada a la transcripción, el síndrome de Cockayne y la respuesta al daño en el ADN. Peso molecular predicho: 44kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ERCC8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1161
GenelD	1161
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q13216
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo