

Anticuerpo Policlonal Anti-Ereg De Conejo Para Wb, Elisa - O14944

Número de artículo: CM0024051



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a EREG humano (proepirregulina) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de investigación en señalización de EGFR, cáncer e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EREG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ER, Ep, EPR, EREG
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2069
ID del Gen	2069
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-169 de EREG humano (NP_001423.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14944
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo