


Anticuerpo Monoclonal Anti-Erf3A/Gspt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15170

Número de artículo: CM0012525



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra eRF3A/GSPT1, reactivo en Humano y Rata, para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Esencial para la terminación de la traducción y la degradación del ARNm mediada por nonsense.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo eRF3A/GSPT1
Observaciones/Alias	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	2935
GeneID	2935
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de eRF3A/GSPT1 (NP_001123479.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15170
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo