

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erg Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11308

Número de artículo: CM0007666



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento dirigido a ERG humano (SWISS P11308). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación oncológica, estudios de regulación transcripcional y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb ERG de conejo
Observaciones/Alias	p55; erg-3; ERG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2078
GeneID	2078
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 379-479 de ERG humano. (NP_891548.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11308
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo