

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Erg Para Wb, Elisa - P11308

Número de artículo: CM0015110



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ERG humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de regulación transcripcional e investigación oncológica. - P11308

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ERG Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | p55; erg-3; ERG                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                         |
| ID del Gen (Humano) | 2078                                                                                                                           |
| ID del Gen          | 2078                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de ERG humano (NP_891548.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                       |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | P11308                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                 |