

Anticuerpo Policlonal Anti-Ergic2 Para Wb - Q96Rq1

Número de artículo: CM0027843



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERGIC2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Se dirige a la proteína de transporte ER-Golgi, 43 kDa. Ideal para investigación de tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERGIC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PTX1; CDA14; Erv41; cd002; ERGIC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51290
ID del Gen	51290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-310 de ERGIC2 humano (NP_057654.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96RQ1
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo