

Anticuerpo Policlonal Anti-Erh Para Wb Y Elisa - P84090

Número de artículo: CM0015331



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ERH humano (homólogo del potenciador de rudimentary), adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Validado en muestras humanas, detecta una proteína nuclear de 12 kDa implicada en la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DROER; ERH
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2079
ID del gen	2079
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-104 de ERH humano (NP_004441.1)
Origen	Carnejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P84090
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo