

Anticuerpo Monoclonal Anti-Erk1 (Mapk3) Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27361

Número de artículo: CM0002329



Introducción

Anticuerpo monoclonal dirigido contra ERK1 (MAPK3). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con ERK1 humano y de ratón, 43 kDa. Quinasa esencial de la cascada MAPK para el crecimiento celular, adhesión, supervivencia y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] ERK1 Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
Especie (Objetivo)	Humano
ID de gen (Humano)	5595
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ERK1 humano (P27361).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P27361
Peso molecular de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo