

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erk1/2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482/P27361

Número de artículo: CM0010941



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de CamelBio contra ERK1/2 (MAPK1/3). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización MAPK/ERK en el crecimiento y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERK1/2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; 5594/5595; ERK1/2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-360 de ERK2 humano (P28482).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482/P27361
Peso de la proteína	42 kDa/44 kDa
Envío	Bolsa de hielo