


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Erk1/Erk2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - P28482 / P27361

Número de artículo: CM0022556



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ERK1/ERK2 (MAPK3/MAPK1) humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización MAPK/ERK en investigación sobre crecimiento celular, diferenciación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERK1 / ERK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAPK1/MAPK3; ERK1 / ERK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482/P27361
Peso proteico	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo