

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28482

Número de artículo: CM0003267



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a ERK2 (MAPK1). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudiar la vía de señalización MAPK/ERK en proliferación, diferenciación y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5594
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de ERK2/ERK1 humano (P27361/P28482)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo