

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Erk2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P28482

Número de artículo: CM0014390



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra ERK2 humana (MAPK1) para su uso en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Una herramienta esencial para la investigación de la vía MAPK/ERK y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] ERK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Especie	Humana
GeneID (humano)	5594
GeneID	5594
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de ERK2 humana (NP_002736.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P28482
Peso proteico	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo