

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erk5 Para Wb, Elisa - Q13164

Número de artículo: CM0011501



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo ERK5 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización MAPK, proliferación celular, diferenciación, apoptosis y biología cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ERK5
Observaciones/Alias	BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
Especie	Humano
GenelD	5598
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13164
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo