

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Erk5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13164

Número de artículo: CM0018899



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ERK5 humano (MAPK7/BMK1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido a la vía de señalización MAPK, proliferación celular y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERK5 Rabbit pAb
Notas/Alias	BMK1; ERK4; ERK5; PRKM7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5598
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13164
Peso de la Proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo