


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Erlin-2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 094905

Número de artículo: CM0002545



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Erlin-2 humano (ERLIN2, SPFH2). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de ERAD y el metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Erlin-2 Rabbit mAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | NET32; SPFH2; SPG18; C8orf2; Erlin-2                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GenelD (Humano)     | 11160                                                                                                                                  |
| GenelD              | 11160                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético   Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del Erlin-2 humano (094905). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | 094905                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |