


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Erlin1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75477

Número de artículo: CM0013055



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ERLIN1 humano, adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Diseñado para apoyar la investigación sobre la degradación asociada al retículo endoplásmico y el metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERLIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KE04, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
Especie	Humano
GeneID	10613
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 259-348 de ERLIN1 humano (NP_006450.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75477
Peso de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo