

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ermap Para Wb, Elisa - Q96PI5

Número de artículo: CM0015473

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ERMAP validado para Western blot y ELISA. Reacciona con la ERMAP humana y de ratón, una proteína de membrana eritroide de 53 kDa implicada en la adhesión celular y el antígeno de grupo sanguíneo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERMAP Rabbit pAb
Notas / Alias	RD; SC; BTN5; PRO2801; ERMAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114625
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-155 de la ERMAP humana (NP_061008.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96PL5
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo