

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erp19 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - O95881

Número de artículo: CM0006136



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ERp19 humano (proteína 12 que contiene el dominio de tiorredoxina), validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar el plegamiento de proteínas del RE y la formación de enlaces disulfuro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ERp19
Observaciones/Alias	AG1; AGR1; ERP16; ERP18; ERP19; TLP19; hAG-1; PDIA16; hTLP19; ERp19
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51060
ID del gen	51060
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ERp19 humano (NP_056997.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	O95881
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo