

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Erp29 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30040

Número de artículo: CM0028011



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ERp29 humano (ERp28/ERp31). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de plegamiento de proteínas del retículo endoplásmico y vías secretoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ERp29 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10961
ID del gen	10961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-261 de ERp29 humano (NP_006808.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30040
Peso molecular de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo