

Anticuerpo Policlonal Anti-Erp57 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30101

Número de artículo: CM0014488



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ERp57 (PDIA3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. ERp57 es una isomerasa de disulfuros de proteínas y un componente del complejo de carga de péptidos del MHC I. Ideal para estudios sobre el plegamiento de proteínas, la regulación redox y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ERp57 pAb de conejo
Observaciones/alias	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Especie	Humana
GeneID (humano)	2923
GeneID	2923
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-505 de ERp57 humana (NP_005304.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P30101
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo