

Anti-Erp57 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30101

Número de artículo: CM0005635



Introducción

Anti-ERp57 Anticuerpo Monoclonal de Conejo de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Se dirige a la proteína disulfuro-isomerasa A3, un chaperón clave en la presentación de antígenos MHC I. Ideal para investigación en inmunología y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERp57 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Especie	Humano
GeneID (humano)	2923
GeneID	2923
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30101
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo