

Anti-Ervw-1 (Sincitina-1) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Uqf0

Número de artículo: CM0020549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ERVW-1/Sincitina-1 humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta la proteína de la envoltura retroviral endógena implicada en la fusión de trofoblastos y la patogénesis de la esclerosis múltiple.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERVW-1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ENV; ENVW; HERVW; ERVWE1; HERV7Q; HERV-7q; HERVWENV; HERV-W-ENV; ERVW-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	30816
GeneID	30816
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de ERVW-1 humano (NP_055405.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UQF0
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo