

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esam Para Wb, Elisa - Q96Ap7

Número de artículo: CM0013825

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ESAM humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para investigación de adhesión de células endoteliales, biología de uniones celulares y sistema vascular. Peso molecular predicho: 41 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ESAM Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	W117m; ESAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	90952
GeneID	90952
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-248 de la ESAM humana (NP_620411.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96AP7
Peso molecular de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo