


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esd (Esterasa D) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10768

Número de artículo: CM0028851



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Esterasa D humana (S-formilglutathión hidrolasa, ESD) para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la ESD humana y de ratón (31 kDa) involucrada en la desintoxicación de formaldehído.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ESD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FGH; ESD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2098
GeneID	2098
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-282 de la ESD humana (NP_001975.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10768
Peso proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo