

## Anticuerpo Policlonal Anti-Ese1/Elf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78545

Número de artículo: CM0026618



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ESE1/ELF3 humano, validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Adecuado para investigación en diferenciación de células epiteliales y tumorigénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ESE1/ELF3 Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | ERT; ESX; EPR-1; ESE-1; ESE1/ELF3                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID del Gen          | 1999                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de ESE1/ELF3 humano (NP_004424.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P78545                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |