


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Espl1 Para Wb, Elisa - Q14674

Número de artículo: CM0013476



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESPL1 adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce la separasa humana, de ratón y de rata, una proteasa mitótica clave que desencadena la separación cromosómica mediante la escisión de la cohesina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ESPL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ESP1; SEPA; ESPL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9700
GeneID	9700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1220-1500 de ESPL1 humano (NP_036423.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14674
Peso de la proteína	233 kDa
Envío	Bolsa de hielo