

Anticuerpo Policlonal Anti-Espn Para Wb, Ihc-P, Elisa - B1Ak53

Número de artículo: CM0020414

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESPN humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de pérdida auditiva, estereocilios y citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ESPN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USH1M; DFN836; LP2654; ESPN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83715
GeneID	83715
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 585-854 de ESPN humano (NP_113663.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	B1AK53
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo