


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esr α Para Wb, Elisa - P03372

Número de artículo: CM0015078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el receptor alfa de estrógenos humano (ESR α , ER- α). Adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ESR α humano y de ratón. Para uso en investigación sobre señalización hormonal, biología del cáncer y estudios de desarrollo de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ESR α pAb de conejo
Observaciones/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESR α
Especie	Humano
GeneID (humano)	2099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 516-595 de ESR α humano (NP_000116.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P03372
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo