


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esrra (Err-Alfa) - P11474

Número de artículo: CM0013524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESRRR fiable para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta ESRRR de humano, ratón y rata. Apoya estudios de metabolismo energético y receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ESRRR Rabbit pAb
Notas/Alias	ERR1; ERRA; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2101
GeneID	2101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-76 de la ESRRR humana (NP_004442.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11474
Peso molecular de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo