


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Esrra Para Wb Y Elisa - P11474

Número de artículo: CM0005304



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a ESRRR humana (ERRalpha) para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada contra humano y ratón. Ideal para investigación en metabolismo energético y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ESRRR de conejo
Observaciones / Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2101
GeneID	2101
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11474
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo